

# FICHE TECHNIQUE

**ARTICLE**

Désignation : **Poste hygiène Venturi complet**

Code Bobet : **21907**

Unité de vente : **Unité**

Photos non contractuelles

**CARACTERISTIQUES****POSTE HYGIÈNE VENTURI COMPLET**

Poste de désinfection sans capot avec :

\*Support bidon de 5 litres

\*Pistolet anti choc

\*Vanne double clapet NF de protection sanitaire

\*Tuyau Easy clean de qualité alimentaire

- Dilution par Venturi, 15 buses de dilution (du gris 15.6% à rose 0.7%)
- Venturi solide et facilement interchangeable
- Double clapet NF antipollution
- Pistolet de pulvérisation plastique anti-chocs, solide et ergonomique, à jets réglables
- Haute résistance à la chimie des clapets anti-retour et des buses
- Tuyau Easy clean PVC alimentaire D.12 serti code 23136 (15 mètres)
- Plage d'utilisation : de 5 bars maximum
- Température maximale : 50°C
- Kit d'installation inclus et complet avec montage et accessoires d'aspiration, tuyau d'admission, tuyau d'aspiration, pistolet et support bidon
- Clapet anti-retour en inox 316 code 21771

AVANTAGE : Pour nettoyer et désinfecter par pulvérisation sur les sols et les surfaces

**PIÈCES DÉTACHÉES:**

- Tuyau serti 15 mètres = code BOBET 23136 (rep.15)
- Clapet anti retour = code BOBET 21771
- Venturi 1 PRODUIT = code BOBET 23977
- Crépine lestée = code BOBET 24322
- Ligne d'aspiration = code BOBET 24323
- Injecteur (x10) = code BOBET 24461
- Buses (x15) = code BOBET 23432

# CHOIX DE LA BUSE DE CALIBRATION

FR

## CORRESPONDANCE DES BUSES DECALIBRATION

|        |       |              |      |
|--------|-------|--------------|------|
| GRIS   | 15.6% | VERT         | 2.7% |
| NOIR   | 15%   | ORANGE       | 2.4% |
| BEIGE  | 12,4% | MARRON FONCE | 2,2% |
| ROUGE  | 9.4%  | JAUNE        | 1.8% |
| BLANC  | 7.8%  | TURQUOISE    | 1.5% |
| BLEU   | 4.9%  | VIOLET       | 1.1% |
| MARRON | 4%    | ROSE         | 0.7% |

## CONDITIONS DE TESTS

-Pression du réseau 3 bars  
Dynamique 2,5 à 3Bars

-Longueur du tuyau 15 mètres

-Produit aspiré: EAU

-VENTURI REP 2,1  
Bague jaune

